

ECHARRI PST Set (REF 5341) **Instrumente zur approximalen Schmelzreduktion (ASR)**

Alukoffer inkl. je 1 x CA® Stripping Tool
90 µm (grün), 60 µm (grau), 40 µm (rot), 25 µm (weiß) und 15 µm (gelb) sowie 1 x CA® Messlehre

Gebrauchsanleitung: www.scheu-dental.com/service
Aufbereitungshinweise verfügbar über EU Bevollmächtigten*
Anwendung nur durch Fachpersonal
Dentalprodukt – nicht steril
Enthält Nickel

CA® Messlehre

Messlehren-Set (0,1 - 0,5 mm) aus Edelstahl
zum Überprüfen des Schmelzabtrags während der ASR

SD-Logo-Deckplatte: Werkstoff-Nr.: 1.4301 / AISI 304
Messlehren: Werkstoff-Nr.: 1.4310 / AISI 301

Sterilisierbar im Autoklaven bis max. 135 Grad Celsius.
Eine vorgeschaltete mechanische Reinigung, im Ultraschallbad kann ggf. erforderlich sein.

ECHARRI PST Set (REF 5341) **Instruments for Progressive Stripping Therapy (PST)**

Aluminium case contains 1 CA® Stripping Tool each
90 µm (green), 60 µm (grey), 40 µm (red), 25 µm (white) and 15 µm (yellow) and 1 x CA® Gauge

Instructions for use: www.scheu-dental.com/en/service
Information on sterilisation available through EU-Representative*
For professional use only
Dental product – non sterile
Contains nickel

CA® GAUGE

Set of gauges (0.1 – 0.5 mm) made of stainless steel for control of
Enamel reduction during IER

Cover Plate SD Logo: Material no.: 1.4301 / AISI 304
Gauges: Material no.: 1.4310 / AISI 301

Autoclavable at 135° C max.
If necessary, proceed with cleaning gauges mechanically
in ultrasonic bath prior to sterilising.



ECHARRI PST Set (REF 5341) **Instruments pour la Réduction Amélaire Interproximale**

Boîte en aluminium contenant :

1 CA® Stripping Tool 90 µm (vert), 60 µm (gris), 40 µm (rouge), 25 µm (blanc), 15 µm (jaune) et jauge CA®

Mode d'emploi: www.scheu-dental.com/en/service

Information sur la stérilisation disponible auprès du représentant CE*

Utilisation autorisée uniquement par du personnel qualifié

Produit dentaire – non stérile

Contient du nickel

Jauge CA®

Kit de Jauges (0,1 - 0,5 mm) en acier inoxydable

Pour le contrôle de la réduction d'émail pendant la réduction amélaire interproximale

Couvercle Logo SD: No. de matériau: 1.4301 / AISI 304

Jauges: No. de matériau: 1.4310 / AISI 301

Stérilisation à l'autoclave à 135° C max.

Si nécessaire, à nettoyer préalablement de façon mécanique dans un bain à ultrasons.

ECHARRI PST Set (REF 5341) **Herramientas para la reducción proximal del esmalte (ASR)**

Maleta de aluminio incl. 1x CA® Herramienta, 90 µm (verde), 60 µm (gris), 40 µm (rojo), 25 µm (blanco), 15 µm (amarillo) como también 1x CA® Instrumento de medición

Manual de instrucciones: www.scheu-dental.com/en/service

Indicaciones para la preparaciones para el uso disponibles a través del procurador de la UE*

Aplicación únicamente por personal especializado

Producto dental – no estéril

Contiene níquel

CA® Medidor de stripping

Set de medidores de stripping (0,1 – 0,5 mm) de acero inoxidable para controlar el desgaste del esmalte dental o bien el espacio durante ASR

SD – Placa de cubierta: N° del material: 1.4301 / AISI 304

Medidores: N° del material: 1.4310 / AISI 301

Se puede esterilizar en autoclave hasta una temperatura máxima de 135° C.

Antes de esterilizar puede ser necesaria una limpieza mecánica en baño ultrasonoro.



Manufactured by:
OSUNG MND CO.,LTD.
57, Hwanggeum-ro 109 beon-gil,
Yangchon-eup, Gimpo-si,
Gyeonggi-do, Korea



*EU-Representative: oscident GmbH
Bommersheimerweg 11a, D-61348 Bad Homburg v.d.H.
+49 (0) 6172-2663956, +49 (0) 151-42680468
info@oscident.de, www.oscident.de
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 13152

CA® CLINICAL PAPER 21:



CE

Distributed by:
SCHEU-DENTAL GmbH
www.scheu-dental.com

Am Burgberg 20
58642 Iserlohn · Germany

phone +49 2374 9288-0
fax +49 2374 9288-90

SCHEU
SCHEU GROUP

